

STELLAR/170

**NEW
& IMPROVED**

DEN NYE STELLAR MED 170 KG LØFTEKAPACITET

Vi har beholdt de bedste features fra vores best-seller inden for stålifte og tilføjet nye detaljer og forbedringer.

Forventes frigivet maj 2020

Se alle ændringerne på næste side.



Opgrader din Stellar/160
med et ombygningskit

For mere information, kontakt os på
info@winnocare.dk eller 7027 3720

STELLAR/170

NY HÅNDBETJENING

Funktionerne er de samme, men med sit nye design og form er den nye håndbetjening til Stellar mere handy og overskuelig end den forrige.



LØFTEARM

For et mere naturligt og ergonomisk korrekt bevægelsesmønster har vi redesignet løftearmen ved at forkorte den og tilføje vandrette håndtag på hver side.

Den nye løftearm bidrager til et mere behageligt løft samt bedre udnyttelse af sejlets egenskaber.

Tidligere var det ofte nødvendigt at repositionere brugeren i stolen efter nedsækning. Nu er bevægelsesmønsteret mere naturligt, og brugeren placeres mere korrekt i sædet.



LEDNINGSHOLDER

Vi har redesignet ledningsholderen og placeret den bag ved styreboksen. Den nye ledningsholder kan bestilles separat og monteres på andre typer lifte.

MERE SIMPEL STYREBOKS

For at gøre den nye Stellar så brugervenlig som muligt har vi valgt en styreboks uden display. Hermed er styreboksen mere overskuelig og simpel.

LINAK AKTUATOR

Til den nye Stellar har vi valgt en mindre og langt mere diskret aktuator end den forrige.

EASY CLEAN-PRINCIP

Da vi redesignede Stellar, havde hygiejne høj prioritet. Derfor har følgende dele nu fået mere rene overflader uden kanter, hvilket gør det væsentlig nemmere at rengøre liften:

- Basen
- Benene
- Aktuatorbeslaget
- Stempelstanden over nødfiret

MANUELT NØDFIR

Vi har redesignet og flyttet det manuelle nødfir, så det er væsentligt nemmere at betjene.

SKRUEGREB

Til den nye Stellar har vi valgt et stjerneformet skruegreb for nemmere og ergonomisk bedre justering af knæstøtten.

FODPLADE

For at udnytte hele overfladen har vi designet fodpladen på den nye Stellar uden udskæring.

På denne måde kan brugeren placere sine fødder, hvor det føles mest naturligt.

MINDRE MELLEMRUM

Af sikkerhedsmæssige årsager er mellemrummet mellem basen og fodpladen nu mindre

